



## mediDOK<sup>®</sup> 2.5 - EKG-Import

### Automatische Archivierung Ihrer EKG-Berichte

Sie möchten Ihre EKGs zusammen mit allen anderen Dokumenten und Bildern zentral ablegen und verwalten?

Sie möchten einen EKG-Bericht an allen Arbeitsplätzen einsehen, auch wenn keine EKG-Software installiert ist?



Jetzt neu ab  
mediDOK 2.5 »

mediDOK<sup>®</sup> 2.5 bietet mit dem neuen EKG-Import-Modul neue Möglichkeiten zur automatischen Archivierung Ihrer medizintechnischen Daten.



**mediDOK<sup>®</sup>**  
Das Bild- und Dokumentenarchiv



### Unsere Kooperationspartner

Der mediDOK 2.5 EKG-Import wurde speziell für die EKG-Systeme der folgenden Firmen entwickelt:



**medatixx**  
Damit die Praxis läuft.



Eine Liste der angebundenen Systeme finden Sie auf unserer Homepage.

### Und so funktioniert es

- » Sie nutzen weiterhin die Anbindung Ihrer EKG-Software an das Patientenverwaltungssystem zur Übergabe der Patienten an die EKG-Software und zur Rückgabe der Untersuchungswerte in die elektronische Karteikarte.
- » Zusätzlich wird von der EKG-Software beim Beenden der Untersuchung der Bericht als PDF an mediDOK übergeben.
- » mediDOK ordnet diesen Bericht automatisch dem entsprechenden Patienten zu. Somit liegt das EKG (als PDF-Datei) im mediDOK Archiv – zusammen mit allen anderen Untersuchungen des Patienten.
- » Der Aufruf des EKGs kann dann entweder in der EKG-Software erfolgen (wie bisher aus dem Patientenverwaltungssystem heraus) oder direkt im mediDOK Programm.

### Vorteile für den Anwender

- » Keine manuelle Zuordnung der PDFs im Archiv notwendig – alles funktioniert automatisch!
- » Der Aufruf der EKG-Berichte ist möglich – auch wenn keine EKG-Software am entsprechenden Arbeitsplatz installiert ist,
  - unabhängig von der Hersteller-Software, z. B. nach einem Wechsel des EKG-Systems,
  - auch nach längerer Zeit, wenn die Originaldaten (Rohdaten) nicht mehr verfügbar sind.
- » Die EKG-Berichte sind sicher archiviert und können gemeinsam mit anderen Bildern oder Dokumenten betrachtet oder weitergeleitet werden.

Die EKG-Anzeige in mediDOK



Übersicht über die EKGs und alle anderen Bilder in der Bilderliste

