

Schnellstart: Verbindung mit Demo-Server (online)



Schritt 1:
Nach der Installation der mediDOK PhotoApp beim ersten Start bitte zulassen, dass die mediDOK PhotoApp auf Fotos etc. zugreifen darf.



Schritt 2:
Zusätzlich auch den Zugriff die Kamera zulassen



Schritt 3:
Demo-Modus starten (benötigt Internet-Verbindung)

Fertig!


Hinweis:

- 1) Im Demo-Modus verbinden Sie sich mit einer mediDOK Demo-Datenbank über Internet.
- 2) Wenn Sie Daten (Bilder) in dieser Datenbank speichern, sind diese nur von Ihrem Smartphone aus sichtbar. Andere Anwender, die sich mit der Demo-Datenbank verbinden, können die von Ihnen gespeicherten Daten somit nicht sehen.
- 3) Die von Ihnen gespeicherten Daten werden automatisch nach einigen Tagen auf der Demo-Datenbank gelöscht.


Anleitung Foto erstellen (Variante 1)




Schritt 1.1:
Im Cockpit (Startfenster) auf „Foto erstellen“ klicken



Schritt 1.2:
Foto aufnehmen



Schritt 1.3 & 1.4:
Bildbeschreibung eingeben und (optional) Kategorie und Datum eingeben. Patient oben auswählen.




Schritt 1.5:
„Speichern“ → Fertig!

Anleitung Foto erstellen (Variante 2)



Schritt 2.1:
Im Cockpit (Startfenster) auf „Patientenliste“ klicken



Schritt 2.2:
Gewünschten Patienten suchen* und auswählen, um die Bilderliste des Patienten zu öffnen.

*Suchen über Name, Patienten-ID und Geburtsdatum möglich.



Schritt 2.3:
Unten auf „Foto erstellen“ klicken.

Dann erscheint das Kamerafenster → weiter wie oben „Schritt 1.2“




Schritt 2.3 (Alternative):
Anstelle die Bilderliste zu öffnen den Patienten in der Liste nach links wischen und das entsprechende Symbol auswählen.

Dann erscheint das Kamerafenster → weiter wie oben „Schritt 1.2“

Anleitung Bild vom Smartphone in die PhotoApp übergeben



Schritt 1:
Gewünschtes Bild in der Bildgalerie des Smartphones suchen und „teilen“ → an mediDOK PhotoApp.



Schritt 2:
Das Bild wird dann in die mediDOK PhotoApp übergeben und kann dort gespeichert werden.

→ weiter wie oben „Schritt 1.3“

Weitere Informationen:

<https://medidok.de/photoapp/>