



Neu – jetzt auch
mandantenfähig!



Kompliziert war gestern

Die **mediDOK ScanApp** für die ADF Netzwerk-Dokumentenscanner Plustek eScan A150 und A250



Die **mediDOK ScanApp** und die eScan-Serie von Plustek eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten zum effektiven Dokumentenmanagement in Ihrer Praxis oder Ihrem MVZ.

- ...> Direkte Zuordnung durch Patientenauswahl am Scanner.
- ...> Zugriff auf vordefinierte Bildnamen und Bildkategorien zur Verschlagwortung.
- ...> Scannen und Speichern belegen keinen Arbeitsplatz der Praxis.
- ...> Durch das **mediDOK**-Archiv direkte Übergabe der Scans in das Patientenverwaltungssystem.

Die Besonderheit: Durch die **mediDOK ScanApp** wählen Sie den Patienten direkt am Scanner über die große Touch-Oberfläche aus und speichern das Dokument direkt im **mediDOK**-Archiv. Scannen, Verschlagworten und Zuordnen der Dokumente belegen somit keinen Arbeitsplatz der Praxis!

Weitere Infos finden Sie unter <http://medidok.de/scanapp>

powered by
plustek




mediDOK[®]
Bild- und Dokumentenarchiv

Technische Daten Plustek eScan A150/A250

Bildsensor	CIS x 2 (Duplex)
Lichtquelle	LED
Auflösung	600 dpi
Vorlagenkapazität ADF	50 Blatt (70 g/m ²) Je nach Papiergewicht kann die Vorlagenkapazität abweichen
Scangeschwindigkeit	A150 15 ppm/30 ipm (Graustufen, 200 dpi, A4) 15 ppm/30 ipm (S/W, 200 dpi, A4) 4 ppm/8 ipm (Farbe, 200 dpi, A4) A250 30 ppm/60 ipm (Graustufen, 200 dpi, A4) 30 ppm/60 ipm (S/W, 200 dpi, A4) 10 ppm/20 ipm (Farbe, 200 dpi, A4)
Scanbereich (B x L)	Max. 216 x 356 mm Min. 13,2 x 13,2 mm
Papierformate (B x L)	Max. 244 x 356 mm Min. 50,8 x 50,8 mm
Papierstärke (Grammatik)	40 bis 157 g/m ²
Tagesvolumen	1500 Seiten
Anschluss	USB 2.0 (nur für Massenspeicher), RJ45 (Netzwerkanschluss), WLAN
Nettogewicht	2,8 kg
Maße (B x T x H)	318 x 170 x 189 mm
Prozessor	CPU: RK3188 Cortex A9 Quad Core GPU @ 1.6GHz
Speicher	Speicherkapazität: DDR3 1GB
Monitor	7", Auflösung: 1280x800 Pixel, IPS Touchscreen

plustek



Die Benutzung der Plustek eScan-Serie mit der **mediDOK** ScanApp setzt eine vorhandene **mediDOK** Software (alle Produktvarianten) voraus. Allgemeine Informationen zu den Scannern von Plustek finden Sie auf <http://www.plustek.de>




Einfach: Der 7" Multi-Touch-Monitor ermöglicht eine spielend leichte Bedienung und Bearbeitung der gescannten Dokumente.



Vernetzt: (W)LAN-fähig: umfassende Konnektivität, sobald ein (W)LAN-Netz verfügbar ist.



Standalone: Als Standalone-Netzwerkscanner mit Android Betriebssystem und Touch-Screen erfordert der eScan keinen externen Computer.



Vielseitig: Gescannte Dokumente können zusätzlich per E-Mail oder an FTP-Server, Cloud-Dienste, Mobilgeräte, PCs, SMB und USB-Speicher gesendet werden.



mediDOK[®]
Bild- und Dokumentenarchiv

mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH
Handschuhsheimer Landstraße 11
69221 Dossenheim
Telefon: +49 (0)6221 8768-0
Telefax: +49 (0)6221 8768-10



www.medidok.de · info@medidok.de

Der Plustek eScan A150 / A250 mit der **mediDOK** ScanApp ist ausschließlich über **mediDOK** Vertriebspartner erhältlich.